

SAMSVARSERKLÆRING (DECLARATION OF CONFORMITY)	Side: 1 av 1
	Utg: 01
Ståstoler (Support chairs)	Dato: 02.12.2003
	Fil: samsv-stå-stol-u01



Hepro AS erklærer på eget ansvar at følgende produkter og tilbehør:

Hepro AS declares with complete responsibility that following products and accessories:

Artikkelnr.	Modell – STANDO
18090601	Stando 1. Hjul Ø50, belastn.brems og fri rotasjon.
18090602	Stando 2. Hjul Ø100, sentralbrems, låst rotasjon.
18090606	Stando 6. Hjul Ø50, belastn.brems, låst rotasjon.
18090610	Stando 10. Hjul Ø50, belastn.brems fri rotasjon.
Artikkelnr.	Modell – SUPPORT
18090603	Support 3. Hjul Ø50, belastn.brems, fri rotasjon.
18090604	Support 4. Hjul Ø50, belastn.brems uten rygg, fri rotasjon
18090607	Support 7. Hjul Ø50, belastn.brems hjul, låst rotasjon
18090608	Support 8. Hjul Ø50, belastn.brems uten rygg, låst rotasjon
18090609	Support 9. Hjul Ø50, uten brems, bryststøtte, fri rotasjon

Tilbehør: Ja, med referanse til gjeldende tilbehørsliste.

Accessories: Yes, with reference relevant accessories list.

Er utviklet og produsert i samsvar med følgende direktiv og standarder:

Is developed and produced in conformity to following regulations and requirements:

NS-EN 12182	Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede – Generelle krav og prøvingsmetoder. Technical aids for disabled persons – General requirements and test methods”.
NS-EN 1335-1	Kontormøbler – Kontorarbeidsstol. Mål – Bestemmelse av mål. Office work chair. Dimensions – Determination of dimensions.
NS-EN 1335-2	Kontormøbler – Kontorarbeidsstol. Sikkerhetskrav. Office work chair. Safety requirements.
NS-EN 1335-3	Kontormøbler – Kontorarbeidsstol. Sikkerhetsprøving. Office work chair. Safety test methods.
NS-EN 1021-1	Møbler – Vurdering av antennelighet for stoppede møbler – del 1: Antennelighetskilde – Ulmende sigarett. Furniture – Assessment of the ignitability of upholstered furniture – part 1: Ignition source: smouldering cigarette.
NS-EN 1021-2	Møbler – Vurdering av antennelighet for stoppede møbler – del 2: Antennelighetskilde – Tilsvarende fyrstikkflamme. Furniture – Assessment of the ignitability of upholstered furniture – part 1: Ignition source: match flame equivalent.
93/42/EØF	Utstyr klasse I, CE merket. (Equipment class I)
NS-EN ISO 14971	Medisinsk utstyr. Bruk av risikoanalyser for medisins utstyr. Medical devices. Application of risk management to medical devices.

Utførte tester for godkjenning:

Tests carried out for approval:

NS-EN 1335-1	Godkjent / Approved.	NS-EN 1021-1	Godkjent / Approved.
NS-EN 1335-2	Godkjent / Approved.	NS-EN 1021-2	Godkjent / Approved.
NS-EN 1335-3	Godkjent / Approved.		

System for Kvalitetsstyring tilfredsstillende NS-EN-ISO9001:2000, sertifikat nr. 010 utstedt av Teknologisk Institutt.

Quality Management Systems is approved in accordance to ISO9001:2000, certificate no. 010 issued by National Institute of Technology, Norway

Rognan, 02.12.2003

.....
Trond Tidemann
Adm. direktør

Hepro AS
Øvermoan 9
8250 Rognan

Tlf: +47 75 69 47 00
Telefax: +47 75 69 47 10